



SURTRON TOUCH 300/ SURTRON TOUCH 400

пр-во Италия, Регистрационное
удостоверение МЗ РБ
от 08.12.2023/бессрочно

SURTRON® TOUCH - серия высокочастотных электрохирургических аппаратов для прецизионной монополярной и биполярной хирургии и микрохирургии без изменений тканей. Интуитивно понятный сенсорный интерфейс SURTRON® TOUCH позволяет сократить время подготовки к операции, а также облегчает настройку в начале процедуры и обеспечивает быстрое изменение режимов и настроек мощности во время операции. Коагулятор генерирует программируемую активную высокочастотную энергию интервально короткими импульсами, от одной тысячной секунды. Цифровое считывание подаваемой мощности и микроконтроллер рабочих функций обеспечивают надежность условий работы. Благодаря удобным и безопасным решениям аппараты SURTRON® TOUCH могут использоваться для проведения высокопрофессиональных хирургических операций во многих областях медицины, для открытых, интраоперационных чрескожных, эндоскопических и лапароскопических операций.

Минимально инвазивное хирургическое лечение
Монополярные и биполярные режимы работы
Монополярная ФУЛЬГУРАЦИЯ, СПРЕЙ
АВТОСТАРТ/АВТОСТОП, ТУР- режим
Биполярное ЛИГИРОВАНИЕ сосудов до 7мм
Сохранение рабочих настроек
Цифровая регулировка и индикация выходной мощности

Контроль уровня звуковой индикации
Предустановка рабочих настроек, обновление по USB
Настройка времени излучения импульсов мощности
Настройка интервала импульсов мощности
Двухчастотный режим для наилучших характеристик
Наименьшее количество бокового тепла
Меньше дыма в режиме резки

УПРАВЛЕНИЕ: Контроль контура пациента/пластины
Контроль выходной мощности
Самотестирование

SURTRON® TOUCH HP 300

SURTRON® TOUCH HP 400

Мощность CUT (CUT):	300 Вт - 300 Ω	400 Вт - 300 Ω
Выход ENHANCED (CUT):	200 Вт - 300 Ω	250 Вт - 300 Ω
Выход BLEND (CUT / COAG):	200 Вт - 300 Ω	250 Вт - 300 Ω
Выход DUO CUT (CUT):	150 Вт - 300 Ω	200 Вт - 300 Ω
Выход TUR CUT (CUT):	250 Вт - 300 Ω	300 Вт - 300 Ω
Выход FORCED (COAG):	120 Вт - 150 Ω	150 Вт - 150 Ω
Выход SOFT (COAG):	120 Вт - 150 Ω	150 Вт - 150 Ω
Выход FULGURATION (COAG):	80 Вт - 500 Ω	100 Вт - 500 Ω
Выход DUO COAG (COAG):	80 Вт - 500 Ω	100 Вт - 500 Ω
Выход SPRAY (COAG):	100 Вт - 1000 Ω	120 Вт - 1000 Ω
Выход SPRAY АРГОНА (COAG)*:	100 Вт - 1000 Ω	120 Вт - 1000 Ω
Выход БИПОЛЯРНЫЙ CUT (CUT):	150 Вт - 100 Ω	150 Вт - 100 Ω
Выход BIPOlar MICRO CUT (CUT):	50 Вт - 100 Ω	50 Вт - 100 Ω
Выход BIPOlar TUR CUT (CUT):	300 Вт - 300 Ω	300 Вт - 300 Ω
Выход BIPOlar COAG (COAG):	150 Вт - 50 Ω	150 Вт - 50 Ω
Выход MICRO COAG (COAG):	50 Вт - 50 Ω	50 Вт - 50 Ω
Выход BIPOlar TUR COAG (COAG):	250 Вт - 50 Ω	250 Вт - 50 Ω
Выход VESSEL SEALING(COAG):	250 Вт - 50 Ω	250 Вт - 50 Ω

*Функции аргона - только модели со встроенным аргоном. Максимальный выходной расход: 10 литров в минуту.
Максимальное выходное давление: 2,0 бар.

СТАНДАРТНЫЙ СОСТАВ:

00205.00	- Многоразовая ручка с переключателями
152-110	- Электрод лезвие длина 7 см (3 шт)
152-115	- Электрод лезвие длина 16 см (3 шт)
152-120	- Электрод игла длина 7 см (3 шт)
152-150	- Электрод шар диам. 4 мм длина 6 см (3 шт.)
00404.08_S	- Кабель для нейтрального электрода
755VL	- Одноразовая ручка с переключателями
F7920	- Одноразовый отдельный нейтральный электрод (5 шт.)
00304.00	- Водонепроницаемый ножной переключатель двухклавишный
00100.01	- Кабель питания 5 м

